

bredent моделировочные воски

Созданию этих восков способствовали новые идеи из зуботехнической практики для более быстрой и более точной работы.

В тесном сотрудничестве с зубными техниками и мастерами-зубными техниками всех уровней удалось систематически оптимизировать эти воски для каждой области.


Gecko

по мастеру-зубному технику Яну Лянгнеру (Jan Langner)



Моделировочный воск цвета гипса для всех видов моделей. Цвета отображают полную картину сохранившихся зубов и способствуют объективному сравнению.


Особые свойства этого качества воска – высокоточное нанесение, исключительная способность к моделированию и очень гладкая шабренная поверхность. Воск в упаковках по 25 г.



1
Gecko-бежевый
для Fuji Rock
Кат. № 510 0060 2




2
Зрительно объективно можно
сравнить модель со смежным
зубом.



3
Gecko-желтый
для Super Die
Кат. № 510 0060 4




4
Приятная и неумолимая
работа благодаря идентичному
воспроизведению формы и цвета.



1
Gecko-зеленый
для Die Keen
Кат. № 510 0060 1



2
Опаковка воска способствует
лучшему моделированию
глубины фиссур.



3
Gecko-красный
для Vel-Mix-Stone
Кат. № 510 0060 3



4
Светоотражение этого
пастельного цвета позволяет
лучше различать форму.

Life-Color-воск цвета зубов Icw



Разработанный специально для метода нанесения воска по М.А. Польцу (М.А. Polz). Идеальный для зуботехнического обучения, так как позволяет лучше различать анатомическую форму. Этот воск с низкой усадкой имеет две консистенции – средней и жесткой.

Life-Color-воск Icw, цвета зубов, средний 25 г Кат. № 510 0080 0
100 г Кат. № 510 0079 0

Life-Color-воск Icw, цвета зубов, жесткий 25 г Кат. № 510 0081 0
100 г Кат. № 510 0078 0

Пришеечный воск skw



Оптимальный край коронок, вкладок, накладок и т.п. достигается благодаря хорошей адаптирующей способности и отсутствию усадки. Отличная форма пришеечного края и соединение без зазора с колпачком и моделировочным воском.

Пришеечный воск skw, красный

25 г Кат. № 510 0060 5

Воск для поднутрений uzw



Для вторичных частей из металла. Легко извлекается и после охлаждения не оставляет рифлений на стороне, обращенной к металлу. Вследствие незначительной усадки достигается большая точность припасовки.

Воск для поднутрений uzw, желтый

25 г Кат. № 510 0042 0

Splendido mdwsp по мастеру-зубному технику Энрико Штерепу (Enrico Steger)



Воск светлозеленого цвета лучше отражает свет и позволяет лучше различить остаточную форму. Упаковочная составляющая этого воска способствует лучшему моделированию глубины фиссур. Этот воск подходит для любого вида моделей – коронок, мостовидных протезов, вкладок – и также для фрезерования. Splendido имеется также как летний воск «Splendido жесткий», фрезеруется при температуре окружающей среды до 40°C.

Splendido mdwsp, средний 25 г Кат. № 510 0069 0

Splendido mdwsp, жесткий 25 г Кат. № 510 0059 0

Идеальное дополнение системы: bredent-погружной воск 5-ти цветов – для точно припасованных, высокоэластичных колпачков.

KBI-воск kbiw для мостовидных протезов, коронок, вкладок



Моделировочный воск нового поколения: незначительная усадка, высокая прочность, хорошие моделировочные свойства и гладкие шабренные поверхности создают идеальные возможности для любой техники моделирования. Светлоголубой цвет очень пластично воспроизводит модель. Дополнительно в продаже имеется KBI-воск как летний воск «KBI жесткий». Оба воска пригодны также для фрезерования.

KBI-воск kbiw, средний 25 г Кат. № 510 0091 0

KBI-воск kbiw, жесткий 25 г Кат. № 510 0092 0

Эти идеи от первоклассных зубных техников обеспечивают более высокую точность при меньших затратах.

bredent

GmbH & Co.KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

Сохраняется право на внесение изменений 04/11 058 RE 2

