


BioHPP® «БиоХПП»

High Performance Polymer «Высокотехнологичный полимер»



Бионика - Более естественно может только сама природа

Каталог

bredent

Для изготовления с применением традиционных методов

Гранулы BioHPP® «Био ХПП»

... для мелких работ, например, изготовления коронок, мостов и абатментов.



Цвет	Количество	REF
	20 g	540F2PB2
	100 g	540F2PB3
 Оттенок дентина S2	20 g	540F2P22
	100 g	540F2P23

Таблетки BioHPP® «Био ХПП»

... для более крупных, например, вторичных и третичных, конструкций.



Цвет	Количество			REF
	20 g	5 Г	Таблетка (15 мм)	540F2PB6
	40 g	10 Г	Таблетка (15 мм)	540F2PB7
	75 g	5 Г	Таблетка (25 мм)	540F2PB4
	150 g	10 Г	Таблетка (25 мм)	540F2PB5
 Оттенок дентина S2	20 g	5 Г	Таблетка (15 мм)	540F2P26
	40 g	10 Г	Таблетка (15 мм)	540F2P27
	75 g	5 Г	Таблетка (25 мм)	540F2P24
	150 g	10 Г	Таблетка (25 мм)	540F2P25

Гибридный абатмент BioHPP® elegance «Био ХПП» элеганс»



Индивидуально. Удобно. Долговечно.

Независимо от типа – индивидуально смоделированные, фрезерованные или готовые – гибридные абатменты BioHPP® elegance «Био ХПП» элеганс» позволяют достигать максимально эстетичных и физиологичных результатов.

• Титановая основа BioHPP® elegance «Био ХПП элеганс»



... абатмент, моделируемый с применением традиционных средств.

Основным элементом гибридного абатмента BioHPP® elegance «Био ХПП» элеганс» является титановая основа, которая удоб-

но и просто подпрессовывается с BioHPP® «Био ХПП» в рамках процесса индивидуального моделирования – при помощи системы for2press «Фор Ту пресс». В наличии для следующих систем имплантатов:

Фирма/поставщик	Система	Продукт	Степень титана	REF
bredent medical	SKY classic narrowSKY blueSKY	Титановая основа SKY elegance с винтом SKY 2.2	Титан 4-й степени	SKYETB00
Straumann®	Bone Level™	Титановая основа elegance для Straumann® Bone Level™ RC™	Титан 4-й степени	STRFTBR0
		Титановая основа elegance для Straumann® Bone Level™ NC™	Титан 4-й степени	STRFTBN0
		Винт М 1.6 для Straumann® Bone Level™ RC™ Винт М 1.6 для Straumann® Bone Level™ NC™	Ниобий-титан Ниобий-титан	STRSCR16 STRSCR16
	Tissue Level™	Титановая основа elegance для Straumann® Tissue Level™ RN™	Титан 5-й степени	STTFTRN0
		Титановая основа elegance для Straumann® Tissue Level™ WN™	Титан 5-й степени	STTFTRN0
		Винт для Straumann® Tissue Level™ RN™ Винт для Straumann® Tissue Level™ WN™	Титан 5-й степени Титан 5-й степени	STTSCRN0 STTSCWN0
Astra - Tech®	OsseoSpeed®	Титановая основа elegance для Astra® OsseoSpeed® 3.5/4.0	Титан 4-й степени	AST FTB40
		Титановая основа elegance для Astra® OsseoSpeed® 4.5/5.0	Титан 4-й степени	AST FTB50
		Винт М 1.6 для Astra® OsseoSpeed® 3.5/ 4.0	Титан 5-й степени	ASTSC400
		Винт М 2.0 для Astra® OsseoSpeed® 4.5/ 5.0	Титан 5-й степени	ASTSC500
Nobel Biocare®	Nobel Active™	Титановая основа elegance для Nobel Active™ RP™	Титан 4-й степени	NBFTBRP0
		Титановая основа elegance для Nobel Active™ NP™	Титан 4-й степени	NBFTBNP0
		Винт для Nobel Active™ RP™ Винт для Nobel Active™ NP™	Титан 5-й степени Титан 5-й степени	NBSCR000 NBSCNP00
		Nobel Branemark™	Титановая основа elegance для Nobel Branemark™ NP™	Титан 5-й степени
	Титановая основа elegance для Nobel Branemark™ RP™		Титан 5-й степени	NMFTBRP0
	Титановая основа elegance для Nobel Branemark™ WP™		Титан 5-й степени	NMFTBWV0
	Винт для Nobel Branemark™ NP™ Винт для Nobel Branemark™ RP™ Винт для Nobel Branemark™ WP™		Титан 5-й степени Титан 5-й степени Титан 5-й степени	NMSCBNP0 NMSCBRP0 NMSCBWV0
	Nobel Replace™	Титановая основа elegance для Nobel Replace™ NP™	Титан 5-й степени	NRFTBNP0
		Титановая основа elegance для Nobel Replace™ RP™	Титан 5-й степени	NRFTBRP0
		Титановая основа elegance для Nobel Replace™ WP™	Титан 5-й степени	NRFTBWV0
		Винт для Nobel Replace™ NP™ Винт для Nobel Replace™ RP™ Винт для Nobel Replace™ WP™	Титан 5-й степени Титан 5-й степени Титан 5-й степени	NRSCBNP0 NRSCBRP0 NRSCBWV0
	Camlog®	Screw/Rootline™	Титановая основа elegance А для Camlog® Screw/Rootline™ 3.8	Титан 5-й степени
Титановая основа elegance В для Camlog® Screw/Rootline™ 3.8			Титан 5-й степени	CET3800B
Титановая основа elegance А для Camlog® Screw/Rootline™ 4.3			Титан 5-й степени	CET4300A
Титановая основа elegance В для Camlog® Screw/Rootline™ 4.3			Титан 5-й степени	CET4300B
Винт М 1.6 для Camlog® Screw/Rootline™ 3.8/ 4.3			Титан 5-й степени	CAMSCM16
Dentsply®	Friadent® Xive®	Титановая основа elegance для Dentsply® Friadent® Xive® 3.4	Титан 5-й степени	FRIXFTNP
		Титановая основа elegance для Dentsply® Friadent® Xive® 3.8	Титан 5-й степени	FRIXFTRP
		Титановая основа elegance для Dentsply® Friadent® Xive® 4.5	Титан 5-й степени	FRIXFTWP
		Винт для Dentsply® Friadent® Xive® 3.4 Винт для Dentsply® Friadent® Xive® 3.8 Винт для Dentsply® Friadent® Xive® 4.5	Титан 5-й степени Титан 5-й степени Титан 5-й степени	FRIXSCNP FRIXSCRNP FRIXSCWP
		Biohorizons®	Biohorizons®	Титановая основа elegance для Biohorizons® 3.7
Титановая основа elegance для Biohorizons® 4.25	Титан 5-й степени			BIOHFTRP
Титановая основа elegance для Biohorizons® 5.25	Титан 5-й степени			BIOHFTWP
Винт для Biohorizons® 3.7 Винт для Biohorizons® 4.25 Винт для Biohorizons® 5.25	Титан 5-й степени Титан 5-й степени Титан 5-й степени			BIOHSCNP BIOHSCRNP BIOHSCWP
Sweden & Martina Kohno®	Sweden & Martina Kohno®			Титановая основа elegance для Sweden & Martina Kohno® 3.8
		Титановая основа elegance для Sweden & Martina Kohno® 4.25	Титан 5-й степени	SWEMFTRP
		Титановая основа elegance для Sweden & Martina Kohno® 5.0	Титан 5-й степени	SWEMFTWP
		Винт для Sweden & Martina Kohno® 3.8 Винт для Sweden & Martina Kohno® 4.25 Винт для Sweden & Martina Kohno® 5.0	Титан 5-й степени Титан 5-й степени Титан 5-й степени	SWEMSCNP SWEMSCRNP SWEMSCWP
		Zimmer®	Screw Vent®	Титановая основа elegance для Zimmer® Screw Vent® 3.5 MIS 3.5/ 4.5
Титановая основа elegance для Zimmer® Screw Vent® 4.5	Титан 5-й степени			ZSVOFTRP
Титановая основа elegance для Zimmer® Screw Vent® 5.7 MIS 5.7	Титан 5-й степени			ZSVMFTWP
Винт для Zimmer® Screw Vent® 3.5 MIS 3.5/ 4.5 Винт для Zimmer® Screw Vent® 4.5 Винт для Zimmer® Screw Vent® 5.7 MIS 5.7	Титан 5-й степени Титан 5-й степени Титан 5-й степени			ZSVMSCNP ZSVO5CRP ZSVMSCWP
3i®	Osseotite®			Титановая основа elegance для 3i® Osseotite® 3.4
		Титановая основа elegance для 3i® Osseotite® 4.1	Титан 5-й степени	3ICEFTRP
		Титановая основа elegance для 3i® Osseotite® 5.0	Титан 5-й степени	3ICEFTWP
		Винт для 3i® Osseotite® Certain 3.4/ 4.1/ 5.0	Титан 5-й степени	3ICESC00

• Гибридный абатмент BioHPP® elegance «Био ХПП элганс»

... готовый абатмент.



Быстро подбирайте подходящую форму для большинства пациентов из ассортимента изделий трех различных размеров (S, M, L) и в угловых исполнениях двух вариантов (0° и 15°). Готовые абатменты выполнены в виде подготовленной культи

и являются наилучшей основой для дальнейшей обработки врачом или зубным техником. Если предложенных форм недостаточно, – прежде всего из-за состояния десен – просто закажите термопрессованный абатмент индивидуальной формы в вашей лаборатории.

Фирма/поставщик	Система	Продукт	Цвет	Кол-во	REF
bredent medical	СКАЙ классик Нарроу СКАЙ Блю СКАЙ	Абатмент СКАЙ элганс S 0°		1 штука	SKYEES00
		Абатмент СКАЙ элганс M 0°		1 штука	SKYEEM00
		Абатмент СКАЙ элганс L 0°		1 штука	SKYEEL00
		Абатмент СКАЙ элганс S 15°		1 штука	SKYEES15
		Абатмент СКАЙ элганс M 15°		1 штука	SKYEEM15
		Абатмент СКАЙ элганс S 15° R		1 штука	SKYEES16
		Абатмент СКАЙ элганс M 15° R		1 штука	SKYEEM16

Устройство for2press 2 «Фор Ту пресс 2»

Устройство for2press 2 (обновление)	REF 14000610
+ цифровой термометр с датчиком температуры	REF 99300363
+ блок подготовки сжатого воздуха	REF 99300720
+ руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (на нескольких языках)	REF 000014EX
+ руководство по обработке for2press (доступно на немецком, на 5 других языках)	REF 0005380D
+ купон на прохождение учебного курса с 50 % скидкой	REF 0005370D

for2press 2 «Фор Ту пресс 2»

Базовый комплект для начинающих

Базовый комплект for2press 2 из 8 элементов	REF 14000620
Содержание	
Устройство Фор Ту пресс 2	REF 14000610
Гранулы BioHPP® «Био ХПП» (20 г)	REF 540F2PB2
Комплект форм Фор Ту пресс (муфельная система), Ø 16 мм	REF 360F2P16
Одноразовый плунжер пресса Фор Ту пресс 2 (заполнитель), Ø 16 мм (25 шт.)	REF 570F2P16
Бревест Фор Ту пресс 2, 35x210 г, Брезол, 1000 мл, стандартная упаковка	REF 570F2PV3
Перфект Ту пресс, каналы (30 шт.)	REF 430F2P30
Комплект фрез для обработки высококачественного полимера BioHPP® «Био ХПП» из 7 элементов.	REF 33000831
Общая папка BioHPP® «Био ХПП», немецкий	REF 0007220D



• Расходные материалы и принадлежности для системы *for2press 2* «Фор Ту пресс 2»

Материалы	Содержание	REF
Комплекты		
<i>Набор Фор ту пресс 1</i>	БиоХПП®, 75 г, 5 таблеток (25 мм) (540F2PB4) <i>Комплект форм Фор ту пресс, Ø 26 мм, размер 9 (360F2P26)</i> <i>Одноразовый плунжер пресса Фор ту пресс, 26 мм (570F2P26)</i>	14000630
<i>Набор Фор ту пресс 2</i>	БиоХПП®, 75 г, 5 таблеток (25 мм) (540F2PB4) <i>Комплект форм Фор ту пресс, МР, Ø 26 мм, размер 10 (360F2P27)</i> <i>Одноразовый плунжер пресса Фор ту пресс, 26 мм (570F2P26)</i>	14000640
<i>for2press 2 additional 3 elegance 25</i>	Титановые основы БиоХПП® elegance, 25 шт. (на выбор) перфект ту пресс, каналы (430F2P30)	14000650
<i>Набор Фор ту пресс (муфельная система), Ø 16 мм, размер 3</i> Комплект из 4 элементов	3-я пластина муфеля с направляющей плунжера пресса, Ø 16 мм, зажимное кольцо, размер 3, металлическое кольцо, размер 3, нетканые прокладки, 50 шт., размер 3	360F2P16
<i>Набор Фор ту пресс (муфельная система), Ø 26 мм, размер 9</i> Комплект из 4 элементов	9-я пластина муфеля с направляющей плунжера пресса, Ø 26 мм, зажимное кольцо, размер 9, металлическое кольцо, размер 9, нетканые прокладки, 50 шт., размер 9	360F2P26
<i>Набор Фор ту пресс (муфельная система), МР, Ø 26 мм, размер 10</i> Комплект из 7 элементов	10-я пластина муфеля, Ø 26 мм, направляющая плунжера пресса, центральной шаблон, ограничитель высоты, 10-е металлическое кольцо и силиконовое зажимное кольцо, нетканые прокладки, 50 шт., размер 10	360F2P27
Пластины муфеля		
<i>Пластина муфеля Фор ту пресс</i> размер 3 (16 мм)	1 штука	360F2PT1
размер 9 (26 мм)	1 штука	360F2PT4
<i>Пластина муфеля МР</i> размер 10 (26 мм)	1 штука	360F2PT5
Металлические кольца		
<i>Металлическое кольцо Фор ту пресс для</i> размера 3	1 штука	360F2PM3
для размера 9	1 штука	360F2PM9
<i>Металлическое кольцо МР для</i> размера 10	1 штука	360F2PM8
Зажимное кольцо для металлического кольца		
<i>Зажимное кольцо Фор ту пресс для металлического кольца</i> размер 3	1 штука	360F2PS3
размер 9	1 штука	360F2PS9
<i>Металлическое кольцо МР</i> размер 10	1 штука	360F2PS8
Нетканые прокладки		
<i>Нетканые прокладки Фор ту пресс, 1 мм, для металлического</i> кольца размер 3	50 штук, 143 x 66 x 1 мм	360F2PV3
размер 9	50 штук, 227 x 66 x 1 мм	360F2PV9
размер 10	50 штук, 264 x 66 x 1 мм	360F2PV1
Одноразовые плунжеры пресса		
<i>Одноразовый плунжер пресса Фор ту пресс (заполнитель) Ø 16 мм</i>	25 шт.	570F2P16
(заполнитель) Ø 26 мм	14 шт.	570F2P26
Формовочная масса		
<i>Бревест Фор Ту пресс</i>	7,350 кг, 35x210 г	570F2PV2
<i>резол Фор Ту пресс жидкость, стандартная упаковка</i>	1000 мл, стандартная упаковка	520F2PL2
<i>резол Фор Ту пресс жидкость, противоморозная упаковка, Heatpack</i>	1000 мм, противоморозная упаковка, вкл. Heatpack и Coldmark	520F2PL3
Комплект: Бревест Фор Ту пресс, Брезол, 1000 мл, стандартная упаковка	Бревест Фор Ту пресс, 7,350 кг, 35 x 210 г Брезол Фор Ту пресс жидкость, 1000 мл	570F2PV3
Комплект: Бревест Фор Ту пресс, Брезол, 1000 мл, противоморозная упаковка, Heatpack	Бревест Фор Ту пресс, 7,350 кг, 35 x 210 г Брезол Фор Ту пресс жидкость, 1000 мл Противоморозная упаковка и Heatpack	570F2PV4
Вспомогательные элементы		
<i>perfect2press, каналы</i>	30 шт.	430F2P30
<i>Направляющая Фор Ту пресс МР, Ø 26 мм, размер 10</i>	1 штука	360F2PT6
<i>Центровой шаблон Фор Ту пресс МР, Ø 26 мм, размер 10</i>	1 штука	360F2PZ1
<i>Ограничитель высоты Фор Ту пресс МР, Ø 26 мм, размер 10</i>	1 штука	360F2PH1
<i>Образец материала БиоХПП®, 9,5 мм</i>	1 штука	992M043D
<i>Цифровой термометр</i>	1 штука	99300364
<i>Датчик температуры типа К</i>	1 штука	99300365
<i>Цифровой термометр с датчиком температуры</i>	1 штука/1 штука	99300363
<i>Блок подготовки сжатого воздуха с разъемами</i>	1 штука	99300720
Литература		
<i>Руководство по обработке Фор Ту пресс</i>	доступно на немецком, на 5 других языках	0005380D
<i>Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию</i>	на нескольких языках	000014EX
<i>Общая папка БиоХПП®, немецкий</i>	Проспекты и специализированные статьи	0007220D
<i>Общая папка БиоХПП®, немецкий/английский</i>	Проспекты и специализированные статьи	000722EX

НОВИНКА

Для изготовления с применением цифровых технологий

breCAM.BioHPP® «бреКАМ.БиоХПП»

... фрезеровальный диск.



Для обработки в системе CAD/CAM материал BioHPP® «БиоХПП» поставляется в виде круглой заготовки для фрезеровки breCAM.BioHPP® «бреКАМ.Био-БиоХПП». Круглые заготовки подходят для обработки при помощи любого стандартного фрезерного аппарата, а также для систем ZirkonZahn и AmannGirrbach при условии применения специально разработанной фрезы breCAM.cutter «бреКАМ.каттер».

Продукт/система	Продукт/размер	Цвет	Кол-во	REF
БреКам БиоХПП® для открытых систем	98,5 мм, Ø 12 мм		1 штука	54002029
	98,5 мм, Ø 16 мм		1 штука	54002030
	98,5 мм, Ø 20 мм		1 штука	54002031
	98,5 мм, Ø 24 мм		1 штука	54002032
БреКам БиоХПП® для ZirkonZahn®	95 мм, Ø 12 мм		1 штука	54002089
	95 мм, Ø 20 мм		1 штука	54002091
	95 мм, Ø 25 мм		1 штука	54002092
БреКам БиоХПП® для AmannGirrbach®	84,5 мм, Ø 20 мм		1 штука	54002111
Открытые системы БреКам БиоХПП® (оттенок дентина 2)	98,5 мм, Ø 12 мм		1 штука	54002069
	98,5 мм, Ø 16 мм		1 штука	54002070
	98,5 мм, Ø 20 мм		1 штука	54002071
	98,5 мм, Ø 24 мм		1 штука	54002072
БреКам БиоХПП® для ZirkonZahn® (оттенок дентина 2)	95 мм, Ø 12 мм		1 штука	54002099
	95 мм, Ø 20 мм		1 штука	54002101
	95 мм, Ø 25 мм		1 штука	54002102
БреКам БиоХПП® для AmannGirrbach® (оттенок дентина 2)	84,5 мм, Ø 20 мм		1 штука	54002121

Оттенок дентина 2

Гибридный абатмент BioHPP® elegance «Био ХПП элганс»

• BioHPP® elegance prefab «Био ХПП элганс префарб»

... абатмент для изготовления с применением цифровых технологий в системе КАД/КАМ. для SKY classic«СКАЙ классик»/ blueSKY«блюСКАЙ»/ narrowSKY«нэрроуСКАЙ»



Фирма/поставщик	Система	Продукт	Цвет	Кол-во	REF
bredent	СКАЙ классик нерроу СКАЙ блю СКАЙ	БиоХПП элганс префарб		3 шт.	5400EP03
				6 шт.	5400EP06
				9 шт.	5400EP09
				12 шт.	5400EP12

breCAM.cutter «бреКАМ.каттер»



Фреза breCAM.cutter «бреКАМ.каттер» разработана специально для сухой обработки термопластичных материалов, например, BioHPP® «Био ХПП» (ПММА/ПЭЭК/воск) и композитов во фрезерных станках с ЧПУ.


Фирма/поставщик	Система	Тип	Диаметр хвостовика	Диаметр рабочего участка	Общая длина	Длина рабочего участка со свободным положением	Кол-во	REF
Wieland®	Wieland®	Радиусная фреза	3,0	1,0	38,2	15,0	1 штука	breCAMX47
		Радиусная фреза	3,0	2,0	38,2	15,0	1 штука	breCAMX48
Wieland®	Wieland® T1™	Радиусная фреза	3,4	0,6	50,0	5,0	1 штука	breCAMY73
		Радиусная фреза	3,4	1,0	50,0	5,0	1 штука	breCAMY75
		Радиусная фреза	3,4	2,4	50,0	7,7	1 штука	breCAMY77
Imes-icore™	Coritec™	Радиусная фреза	6,0	0,6	45,0	15,0	1 штука	breCAMY55
		Радиусная фреза	6,0	1,0	45,0	15,0	1 штука	breCAMY57
		Радиусная фреза	6,0	2,5	45,0	15,0	1 штука	breCAMY34
mecanumeric®	Charly Robot™ Espe Lava Form 400,500™	Радиусная фреза	3,0	1,0	38,0	15,0	1 штука	breCAMX49
		Радиусная фреза	3,0	2,0	38,0	15,0	1 штука	breCAMX50
Roland®	Roland DWX -50-40®	Радиусная фреза	4,0	1,0	50,0	15,0	1 штука	breCAMX53
		Радиусная фреза	4,0	2,0	50,0	15,0	1 штука	breCAMX54
Schütz-Dental®	VHF, JP, Schütz, TG™	Радиусная фреза	3,0	1,0	34,0	15,0	1 штука	breCAMX67
		Радиусная фреза	3,0	2,0	34,0	15,0	1 штука	breCAMX69
AmannGirrbach®	Ceramill®	Радиусная фреза	3,0	0,6	47,0	15,0	1 штука	breCAMY28
		Радиусная фреза	3,0	1,0	47,0	15,0	1 штука	breCAMY32
		Радиусная фреза	3,0	2,5	47,0	15,0	1 штука	breCAMY31
Zirkonzahn®	Zirkonzahn®	Радиусная фреза	3,0	0,6	57,0	15,0	1 штука	breCAMY53
		Радиусная фреза	3,0	1,0	57,0	конический	1 штука	breCAMY05
		Радиусная фреза	3,0	2,0	57,0	15,0	1 штука	breCAMY07
Degudent®	Cercon®	Радиусная фреза	3,5	1,0	50,0	15,0	1 штука	breCAMY22
		Радиусная фреза	3,5	2,0	50,0	15,0	1 штука	breCAMY24
		Радиусная фреза	3,5	3,0	50,0	15,0	1 штука	breCAMY26

Для финишной обработки: традиционные методы или цифровые технологии

Комплект фрез для обработки высококачественного полимера BioHPP® «Био ХПП» из 7 элементов.	REF 33000831
Содержание	
Твердосплавная фреза, 2,3 мм Ø – коническая круглая	REF H200M823
Твердосплавная фреза, 1,4 мм Ø – «гранат»	REF H272M814
Твердосплавная фреза, 4,0 мм Ø – «гранат»	REF H274M840
Твердосплавная фреза, 2,3 мм Ø – «груша»	REF H237M823
Алмазный диск Giflex-TR Master x-tray, 0,4 мм Ø	REF 34000M25
Полировочный инструмент Abraso-Gum Acryl, жесткий	REF P243HG10
Полировочный инструмент Abraso-Gum Acryl, средний	REF P243HM10



Ассортимент bredent group «Бредент групп»



Другие интересные предложения для вас:

SKY elegance
IMPLANT SYSTEM elegance

SKY elegance («СКАЙ элганс»)

Изысканные возможности немедленного протезирования

bredent
medical

REF 000 769 RU

Гибридные абатменты BioHPP® elegance
«Био-Эйч-Пи-Пи элганс»

Более естественно может только сама природа

индивидуально | удобно | долговечно

bredent

REF 000 534 RU

bredent

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Т: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 · Ф: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · @: info@bredent.com



Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений 000535RU-20150520